



LifePort[®]

Kidney Transporter

Zusammenfassung

Tagesordnung

- **Begrüßung**
 - Wer sind wir?
 - Was ist Maschine Perfusion
 - Wann kommt Maschine Perfusion nach Deutschland
 - Was bedeutet das ?
- **Die Maschine**
 - Die Komponenten der Maschine
 - Einweg Materialien:
 - Perfusionskreislauf
 - Kanülen
 - Transport Hülle
- **Aufbau der LifePort® Kidney Transporter**
 - Was bringt man mit
 - Kanülierung
- **Fehler Meldungen**
- **Organ Recovery Systems Client Services**
- **Stichprobe Prüfung**

Wer Sind Wir

Peter de Muylder
Associate Director



Annet van der Plas
Clinical Education
Specialist

Serge Vogelaar
Senior Medical Advisor



20+ Jahre

Erfahrung in der Perfusion und im
Vertrieb von Perfusionsgeräten



50

Länder



400+

Transplantationsprogramme
mit LifePort



6

Nationale Programme mit der
LifePort-Plattform in der EU



250.000+

Nieren perfundiert
mit LifePort



100+

Peer-Review-Artikel


Daten liegen vor

Stellen Sie sich vor


Sie betreten am nächsten Morgen das Zimmer des Patienten



Postmortale Spender werden älter




Source: Annual Report Eurotransplant 2024



Ältere Spender
=
Höhere Risiken

Auswirkungen dieser höheren Risiken



Warum wird Maschine Perfusion eingesetzt?



Bessere Organe:

Die Niere ist besser erhalten, geschützt und widerstandsfähiger mit reduzierten Entzündungs- und Immunreaktionen, was das Überleben des Transplantats bis zu 10 Jahren um 4% erhöht.^{1,2,3,4}

Mehr verfügbare Spenderorgane:

Auch zunächst ungeeignete Organe können nach der Perfusion transplantierbar sein.⁵

Beurteilung der Organqualität:

Während der Perfusion kann die Funktionsfähigkeit des Organs überprüft werden.



**More scientific
evidences**

1. Knijff LW, van Kooten C, Ploeg RJ, The Effect of Hypothermic Machine Perfusion to Ameliorate Ischemia-Reperfusion Injury in Donor Organs, Front Immunol; 2022; 13:848352
2. Bellini M et al, Machine Perfusion for Abdominal Organ Preservation: A Systematic Review of Kidney and Liver Human Grafts, J Clin Med 2019; 8(8): 1221.
3. Moers C et al, Machine perfusion or cold storage in deceased-donor kidney transplantation, N Engl J Med 2009; 360(1): 7-19
4. Moers C et al, Machine perfusion or cold storage in deceased-donor kidney transplantation, N Engl J Med 2012; 366(8): 770-771.
5. Savoye E et al, Evaluation of outcomes in renal transplantation with HMP for the preservation of kidneys from ECD, Clin Transplant 2019; 33(5): e13536
6. Husain S et al, Cold Ischemia Time and Delayed Graft Function in Kidney Transplantation: A Paired Kidney Analysis, Transplantation 2024; 108(9):e245-e253.
7. Tedesco S et al, Use of MP to Increase the Number of ECD Kidney Transplants: A Pharmacoeconomic Analysis; Transplantation Direct 2024, 10(8):p e1668

Wann Kommt Maschine Perfusion nach Deutschland

Richtline für die Wartelisteführung und die Organvermittlung zur Nierentransplantation

Ab 19.01 2026, wird für Nieren von Spender mit erweiterten Spenderkriterien wird für den Organtransport grundsätzlich ein hypothermes maschinengestütztes Organkonservierungsverfahren angewandt

Erweiterte Spenderkriterien sind:

- Spenderalter **≥ 60** Jahre
- Spenderalter **50-59** Jahre und zusätzlich Vorliegen von mindestens **2 der folgenden Kriterien**:
 - Zerebrovaskuläres Todesursache
 - Arterieller Hypertonus
 - Serum Kreatinin $\geq 1,5$ mg/dl (bzw. ≥ 132 umol/l)



Was bedeutet das für?

Falls es Ein Spender gibt die die Kriterien erfüllt, wird die Maschine eingesetzt

Aufgabe Verteilung:



Der **DSO-Koordinator/**
Perfusionst bereitet vor
und unterstützt



Der **Chirurg** bestimmt ob
die Niere kanüliert werden
kann und kanüliert

Der komplette Vorgang ist festgelegt in das DSO Qualitätshandbuch

LifePort[®] Kidney Transporter
Overview

“Designed with you for you”

LifePort Kidney Transporter

Components



Components

Ice-Based: Redundant Preservation

Ice Container

- Removable
- Mix of Crushed Ice and Water
- Last at least 24h without refills



Ice Container


Maintains hypothermic temperature at all time, action as a backup safety



Components

Embedded Safety Features

Pump Deck



Components

Display and Assess

Display Panel

- Pressure (Systolic/Diastolic)
- Flow
- Calculated Renal Resistance
- Temperature (Ice/Trap)
- Data:
 - Organ ID
 - Infuse time
 - Kidney side
 - Blood type



Components

User Interface made simple

Control Panel

- Adjustment of the Pressure
- Selection of the Perfusion Mode
- Organ ID information
- Device Identification



Components

Data and Power Panel



Connections Panel

- Data Ports
- Circuit Breakers
- AC Power Cord Connector
- Battery Door
- Alert Switch (Silencer)
- 4 Lithium-Ion Batteries
- Rechargeable
- Up to 24h autonomy



Perfusion Circuit

Ready to use – Plug & Perfuse




Perfusion Circuit with Oxygenation Option



Perfusion Circuit

Ready to use – Plug & Perfuse



LifePort DNA

Built with those key considerations in mind



Safety

Fluid Level Protector

Prevents organ chamber running dry and protecting the organ




Cannulation

Unique versatility
and Simplicity

LifePort DNA

Built with those key considerations in mind



Universal SealRing

Enabling smooth cannulation
with complete, partial or non
existing aortic patches

Cannulation

Universal SealRing® Cannula



SealRing® Cannula



Straight Cannula




Coupler



Cannulation

A Solution for all Morphology






Cannulation

Universal SealRing® Cannula



Arteries with a complete, small or partial aortic patch




Cannulation

Universal SealRing® Cannula




Arteries without aortic patch




Cannulation

Universal SealRing® Cannula










Option for fixing small patch










Cannulation

SealRing® Cannula









Cannulation


Straight Cannula



Cannulation

Coupler





A close-up photograph of a circular, metallic component, likely a part of a medical device. The component has a central screw with a star-shaped head and several smaller holes around its perimeter. The background is dark and out of focus. A blue and grey curved graphic element is visible on the left side of the image.



LifePort® Kidney Transporter

Begriffe auf Deutsch



LifePort Components





LifePort Components




LifePort Components





LifePort Components



LifePort Components



LifePort Components




LifePort® Kidney Transporter Kurzanleitung



Kurzanleitung


1 step Füllen Sie den Eisbehälter



Tipps & Tricks



Crushed Ice verwenden



Schiebe das Eis in die hohlen Seiten



Training Videos

Kurzanleitung

2
step

Perfusionskreislauf vorbereiten

Öffnen Sie die
sterile Verpackung

Entfernen Sie die
oberen und
inneren Deckel

Steril

Verschluss auf die
O2-Leitung setzen

Entfernen Sie die
Nierenauflage


Fügen Sie die
Perfusionslösung
hinzu

Schließen Sie die
beiden Deckel


Tipps & Tricks



Warten Sie auf die
Bestätigung der
Kanülierung



Beutel = nicht steril
Halten Sie Abstand zum
Kreislauf



Die Nierenauflage
während der Kanülierung
im sterilen Bereich
behalten




Training Videos

Kurzanleitung

3
step

Installieren Sie den Perfusionskreislauf




Schließen Sie an die
Rollerpumpe an

Röhrenrahmen mit
Arretierhebel sichern

Schließen Sie den
Drucksensor an

Tipps & Tricks



Senkrecht anbringen und
drehen, bis es waagrecht
ausgerichtet ist



LifePort **NIEMALS**
einschalten, wenn der
Drucksensor nicht
angeschlossen ist!




Training Videos

Kurzanleitung

4
step

Perfusionskreislauf entlüften




POWER
Halten Sie den
Ein-/Aussschalter
gedrückt



Klicken Sie auf **STOP**
um die älteste
Datendatei zu löschen

Bei Bedarf

Geben Sie die Organinformationen
ein und speichern Sie



WASH drücken, um
Luft aus dem
Kreislauf zu entfernen

Tipps & Tricks



Das Gerät kippen, um
Luft aus dem Filter im
Organbehälter zu
entfernen



Training Videos

Kurzanleitung

5

step

Kanülierung

Steril

Testen Sie mit
einer Spritze auf
Undichtigkeiten

Kanülieren Sie

Platzieren Sie die
Niere in der
Halterung


Vene oben

Wählen Sie die Kanüle
(siehe Entscheidungsbaum)


Tipps & Tricks



Testen Sie die
Kanülierung mit
der Spritze



Mit dem Netz-
Organhalter sichern,
aber nicht zu fest
anziehen



Die Arterie gerade
installieren und stets die
Vene oben auf dem Netz
positionieren



Training Videos

Kurzanleitung


6 step Verbinden Sie die Niere mit dem Perfusionskreislauf



Tipps & Tricks




Nutzen Sie die Angaben auf der Verpackung zum Platzieren des Tuchs



Form des Ausschnitts oben auf dem inneren Deckel ausrichten



Inneren Deckel steril lagern



Beim Platzieren der Endkappe muss Prime mit einem Druckfehler anhalte



Training Videos

Kurzanleitung

7 step Starten Sie die Perfusion



Tipps & Tricks



Systolischen Druck bei Bedarf auswählen





Warten Sie, bis der systolische Druck erreicht ist, bevor Sie das sterile Tuch entfernen



Training Videos

Anatomie der Niere




LifePort® Kidney Transporter Alert Handling



Support

Alert & Troubleshooting



Detailed overviews, probable causes, and corrective actions can be found in:

- LifePort Kidney Transporter 1.1 Operator's Manual
- LifePort Mobile App



Alert Handling

Overview

Temperature	Installation	Resistance	Bubbles	Batteries	Memory
Check Ice	Load Perfusion Circuit	Can't Reach Pressure	Purging Bubbles	Low Battery	Ready to Erase File
Too Warm Add Ice	Connect Pressure Sensor	Kidney Not Connected	Bubbles in Infuse Line	Shutdown Battery	
Too Cold	Pressure Sensor Failure	Kidney High Resistance			
Near Freezing		Equalizing			


Press **STOP** to clear an alert after solving the issue



Alert Handling

Temperature

TEMPERATURE related alerts are the **most important** to address in a timely fashion.



Alert Handling

Pressure

PRESSURE related alerts

LOW PRESSURE

HIGH PRESSURE

Can't Reach Pressure



1. small leakages at cannula, artery or Perfusion Circuit
 - Cannula – recannulate
 - Lateral branch - close
 - Biopsy site - close
 - Wash line – reinstall Perfusion Circuit
2. If no leak
 - Artery filled during perfusion?
 - Liquid coming out of vein?
3. If none of the above work, lower the set pressure

Kidney Not Connected

1. big leakages at cannula, artery or Perfusion Circuit
 - Cannula - recannulate
 - Lateral branch - close
 - Biopsy site - close
 - Wash line – reinstall Perfusion Circuit

Too Much Pressure

1. Check for venous, arterial occlusions
2. Check for proper valve function in Wash and Infuse Lines



Alert Handling

Bubbles

“**Purging Bubbles**” alert will appear if LifePort Kidney Transporter has detected air in first Bubble Detector and begins to purge bubbles automatically through the Wash Line. (There is no risk that air will enter renal artery.)

To correct:

- Let LifePort Kidney Transporter complete the cycle. Every 10 minutes, LifePort Kidney Transporter performs a hygienic Wash cycle for 10 seconds
- Tilting LifePort Kidney Transporter toward you during WASH Mode to guide air out of filter will limit air being released from filter later on
- If cycle continues much beyond 15 seconds, press STOP, repeat rock-'n'-roll movement, press INFUSE

Note: In case of persistent alarm, air may be located outside the tubing. To correct, add drop of alcohol gel to fill the gap between tubing and air detector.